



# Handle with care

## Bitte beachten Sie folgende Hinweise

Detektor immer mit beiden Händen greifen.




Vorsicht beim Einschub in die Lade.




Zum Batteriewechsel Detektor flach hinlegen.



Nutzen Sie saubere Schutz-hüllen.



Detektor in den passenden Schutzbrücken transportieren.



**Nutzungshinweise**  
zur Schadensprävention

Mehr Informationen unter:  
[www.fujifilm.de/support](http://www.fujifilm.de/support)

**FDR D-EVO**