



HÄMOSTASE LEICHT GEMACHT

# AGS CLIP

**FUJIFILM**  
Value from Innovation



# AGS HÄMOSTASE CLIP

## EIGENSCHAFTEN



Kurze Hülse



Drehbar



Repositionierbar



Entfernbar

## AGS HÄMOSTASE CLIP\*

THIRD PARTY PRODUCT



Drehbar, einfach und sicher! Eine einfache und sichere Bedienung und besonders stabile Clips zeichnen den Hämostase-Clip-Applikator aus. Dank der großen, individuell einstellbaren Öffnungsweite, der direkten Drehbarkeit und der Wiederöffnungsfunktion wird eine optimale Platzierung des Clips ermöglicht.

Produkt-Nr.	Bestell-Nr	Eigenschaften	Öffnungsweite (mm)	Länge (mm)	Ø Arbeitskanal (mm)	VE
AG-5108-2300-090-9	70100158091	Beschichtet, Winkel der Zähne 90°	9	2.300	2,8	10
AG-5108-2300-135-9	70100158092	Beschichtet, Winkel der Zähne 135°	9	2.300	2,8	10
AG-5103-2300-135	70100158089	Unbeschichtet, Winkel der Zähne 135°	11	2.300	2,8	10
AG-5104-2300-090	70100158090	Beschichtet, Winkel der Zähne 90°	11	2.300	2,8	10
AG-5104-2300-135	70100158088	Beschichtet, Winkel der Zähne 135°	11	2.300	2,8	10
AG-51018-2300-090-13	70100158093	Beschichtet, Winkel der Zähne 90°	13	2.300	2,8	10
AG-51018-2300-135-13	70100158094	Beschichtet, Winkel der Zähne 135°	13	2.300	2,8	10
AG-51043-2300-135-16	70100158097	Unbeschichtet, Winkel der Zähne 135°	16	2.300	2,8	10
AG-51044-2300-090-16	70100158095	Beschichtet, Winkel der Zähne 90°	16	2.300	2,8	10
AG-51044-2300-135-16	70100158096	Beschichtet, Winkel der Zähne 135°	16	2.300	2,8	10

**FUJIFILM**

FUJIFILM Deutschland

Niederlassung der FUJIFILM Europe GmbH  
 Balcke-Dürr-Allee 6 | 40882 Ratingen, Germany  
 +49 2102 5364-0 | customersupport-dx\_feg@fujifilm.com  
 www.fujifilm-endoscopy.com

\*Hergestellt von Hangzhou AGS Medtech Co., LTD.